


## CYLINDRAFlow™




CYLINDRAFlow™はシングルユースのマニホールドで、1つのポートから5つのポートへ、またはその逆を切り替えて選択的に流すことができます。切り替えはダイヤルを押し回すだけ、タケノコは内径9.5mm(3/8")のシリコンチューブ、C-flex™などに対応します。接液部はポリカーボネート-9024、ガスケットにシリコン、スプリングに316Lステンレスを使用しています。もちろんUSP classVIIに適合しています。培養や精製カラムなどに幅広く使えます。

型式:FMD5P670-001

耐圧:0.1MPa 滅菌条件:ガンマ線滅菌50kGy



Push and Turn  
to Open Flow



輸入者

〒101-0061東京都千代田区神田三崎町2-20-1

バイオ・ファーマ・サポート株式会社

TEL;03-3263-7257 FAX;03-3263-7258

URL;http://www.bp-s.com E-mail;info@bp-s.com